




# Splashy

Manual de usuario



Family Freedom



Leia atentamente todas as instruções antes de usar o Splashy. Estas instruções também podem ser descarregadas do nosso site **[www.fireflyfriends.com](http://www.fireflyfriends.com)**, juntamente com vídeos, diagramas e outros downloads úteis.

---

## Conteúdos

01 Utilização prevista	p.03
02 Declaração de conformidade	p.04
03 Termos de garantia	p.04
04 Informação de segurança	p.05
05 Informação sobre limpeza e cuidados	p.06
06 Inspeção e assistência técnica do produto	p.08
07 Diretrizes importantes	p.09
08 Reutilização de produtos Firefly	p.09
09 Instruções para uso	p.10
10 Informação sobre tamanho	p.30

---

## SECÇÃO 01: Utilização prevista

A assento para banho Splashy destina-se a fornecer apoio para crianças com deficiência que necessitam de encosto de cabeça e tronco durante o uso da banheira. **Para estrutura, segurança e suporte, é essencial que o Splashy esteja sempre ligado à unidade de base do fixador ao piso.**

O Splashy é desenhado para crianças com idades entre aproximadamente 1-8 anos e com um peso máximo de 30 kg (66 lbs).

O Splashy é constituído por 3 partes principais: encosto traseiro, base do assento e base do fixador ao piso. Receberá ainda um pacote de suporte, incluindo um arnês de 5 pontos e 4 suportes “para-choques” para usar em qualquer parte do assento onde seja necessário suporte (i.e., encosto para a cabeça ou com sela).

O encosto, a base do assento e a unidade base do fixador ao piso devem encaixar-se em conjunto facilmente e de forma segura - consulte a Secção 09 deste manual para mais instruções.



As crianças não devem ser deixadas nunca sozinhas/ sem supervisão no seu assento de banho Splashy, pois correm o risco de se afogarem ou de se magoarem.

Recomendamos que um adulto realize inspeções ao produto de acordo com a Secção 06 deste manual do utilizador para garantir que o produto é seguro para usar. A Firefly Friends Ltd. e a James Leckey Design Ltd. não se responsabilizam se o produto for usado contrariamente aos fins previstos de utilização. Em caso de dúvida contacte o Serviço ao Cliente da Firefly para UK 0800 318265 ou ROI 1800 626020

As atividades diárias testadas e aprovadas pela Firefly Friends Ltd e pela James Leckey Design Ltd são:

1. Na banheira ou chuveiro
2. Para atividades lúdicas na água

**A utilização do Splashy fora da casa de banho (como no jardim ou na praia) deve ser previamente avaliada. Lembre-se de que o Splashy contém ligações do assento de trabalho ao piso que podem ser afetadas por pequenas partículas e/ou obstruções (como terra, relva ou areia). Se o Splashy entrar em contacto com qualquer substância que possa afetar as ligações do assento ao piso, certifique-se de que as mesmas são bem lavadas após a utilização. Consulte a Secção 04 sobre as Informações de Segurança e a Secção 05 para mais orientações sobre a limpeza e os cuidados.**

## SECÇÃO 02: Declaração de conformidade

A James Leckey Design Ltd., como fabricante com responsabilidade exclusiva pela marca Firefly, declara que o Splashy está em conformidade com os requisitos da diretiva de dispositivos médicos 93/42/CEE. O Splashy tem uma marcação CE como Dispositivo Médico de Classe 1.

---

## SECÇÃO 03: Termos de garantia

A garantia para o Splashy aplica-se apenas quando o produto é usado de acordo com a utilização prevista, cumprindo todas as especificações do fabricante. Está incluído um ano de garantia com este produto fabricado pela James Leckey Design Ltd.

Os produtos podem ser devolvidos para reparação ou substituição ao abrigo da garantia até 12 meses após a sua receção. Uma vez que entre em contacto connosco, organizaremos a recolha dos produtos por nossa conta e, uma vez devolvidos procederemos à sua reparação/substituição e respetiva devolução num prazo de 14 dias. Em todos os casos, é da responsabilidade do cliente garantir que os produtos são devolvidos devidamente, corretamente embalados, de preferência, na embalagem original.

## SECÇÃO 04: Informação de segurança

1. Leia sempre as instruções do utilizador completamente antes de usar.
2. As crianças não devem ser deixadas nunca sozinhas/sem supervisão neste produto.
3. Se usar o Splashy na praia, nunca deixe o seu filho sozinho próximo do mar.
4. Antes da utilização, verifique se todos os componentes do Splashy estão montados de forma segura e de acordo com as instruções do utilizador. O Splashy deve ser sempre fixado à unidade base do fixador ao piso e colocado sobre uma superfície firme, sólida e estática. Nunca use o Splashy sobre uma superfície inclinada.
5. O peso máximo do utilizador para o Splashy é de 30 kg (66 lbs). Este peso não deve ser excedido nunca.
6. O Splashy contém peças que podem representar risco de asfixia para crianças pequenas. Verifique se todos os componentes estão fixos e seguros corretamente antes de usar - incluindo fechos e tiras.
7. Não modifique o Splashy ou use componentes diferentes dos componentes aprovados pela Firefly com o Splashy a qualquer momento. Isto pode colocar o seu filho em risco e também pode invalidar a sua garantia.
8. Ao usar o Splashy em ambientes que podem ter terra/areia/relva ou componentes pequenos, limpe sempre as ligações do assento ao piso após cada utilização para evitar obstruções. Para ligar o fixador ao piso ao assento, consulte a Secção 09.2.6
9. Após o uso, deixe o Splashy secar completamente antes de o guardar cuidadosamente. O Splashy deve ser mantido afastado de todas as fontes diretas de calor, incluindo chamas, cigarros, aquecedores elétricos e a gás.
10. Limpe o produto regularmente de acordo com a Secção 05 deste manual do utilizador.
11. Execute as verificações de manutenção regularmente para garantir que o seu produto está em boas condições de funcionamento. O Splashy não deve ser usado se alguma das peças estiver avariada ou danificada.
12. Se tiver dúvidas sobre o uso seguro do Splashy ou sobre a unidade base do fixador ao piso, ou se alguma das peças falhar, interrompa imediatamente a utilização do produto e entre em contacto com o serviço ao cliente da Firefly no Reino Unido 0800 318265 ou ROI 1800 626020.
13. Quaisquer itens promocionais fornecidos com o Splashy não devem ser usados sem supervisão.



O não cumprimento destas instruções pode colocá-lo, a si ou ao seu filho, em risco.

## SECÇÃO 05: Informação sobre limpeza e Cuidados

### Como manter

- Quando limpar o Splashy, recomendamos que use apenas água morna e um detergente não abrasivo. Nunca use solventes orgânicos ou fluidos de limpeza a seco.
- Não lave à máquina nem limpe a vapor os componentes de espuma do Splashy, pois pode fazer a espuma perder a forma e deformar.
- Recomendamos que você não use nenhum tipo de loção prescrita na água do banho durante o processo de banho, pois pode contribuir para a desagregação dos materiais do Splashy.
- Limpe a superfície do banho de qualquer resíduo ou sujidade, antes de prender o fixador ao piso, certificando-se de que os pés de borracha ficam bem seguros na banheira.
- Para remover areia / terra / relva ou qualquer pequena partícula que possa ter-se alojado nas ligações do assento ao piso, bata levemente nessa zona para fazer sair essas partículas. Enxaguar bem para garantir que não existem partículas acumuladas no interior das ligações. Para obstruções persistentes no fixador ao piso, o trinco pode ser empurrado com o dedo para remover uma partícula e ajudar na sua libertação.

- Se o seu assento de banho entrar em contacto com água salgada, enxague bem todas as peças com água limpa e fresca.
- 

### Arneses de 5-pontos

O arnês Splashy de 5 pontos pode ser removido e limpo com água e sabão.

---

### Unidade base do fixador ao piso


1. Certifique-se de que a unidade base do fixador ao piso do estabilizador são limpos após cada utilização para garantir a aderência ao fundo da banheira.
  2. Pode usar sabão e água para a limpeza diária.
  3. Não use solventes para limpar a unidade base do fixador ao piso.
- 

### Base de Assento em Espuma Base Splashy, Encosto e Suportes


1. Pode usar sabão e água para a limpeza diária.
2. As capas em espuma EVA podem ser removidas e lavadas periodicamente para evitar a acumulação de resíduos e sujidade.

**As capas em espuma EVA da Splashy podem ser retiradas e lavadas regularmente.**





1. As capas EVA são fixas por oito ganchos. Dois nas costas do assento e seis na sua base.
2. Retire todos os ganchos manualmente (não use ferramentas)
3. Lavar com água e sabão.
4. Certifique-se de que as tampas estão completamente secas antes de as colocar novamente.
5. Certifique-se de que todos os ganchos estão engatados quando voltar a colocar as tampas.



Localizações dos ganchos



Se o Splashy for usado em ambientes fora da casa de banho, (como a praia ou o jardim), é importante enxaguá-lo após cada utilização para que fique livre de partículas/obstruções que possam afetar os seus mecanismos de trabalho. Para ligar o fixador ao piso ao assento, consulte a Secção 09.2.6



## SECÇÃO 06: Inspeção do produto e assistência técnica

Recomendamos que sejam realizadas várias verificações do Splashy antes de cada utilização para garantir que o produto está seguro.

As verificações recomendadas estão listadas abaixo:

1. Assegure-se de que o encosto e a base do assento do Splashy foram **encaixados de forma segura**, conforme detalhado na Secção 09 deste manual.
2. Verifique se o Splashy **está bem fixo na unidade base** do fixador ao piso e certifique-se de que está estável e seguro na banheira antes de colocar a criança.
3. Assegure-se de que o arnês de 5 pontos e os suportes do amortecedor **estão fixos com segurança** ao Splashy usando os acessórios de fecho.
4. **Verifique se existem sinais de desgaste ou danos** no arnês de 5 pontos e nos suportes do amortecedor.
5. Verifique se existem rachas ou danos nas fivelas e fechos.

6. Verifique se os trincos e as ligações do Splashy e do fixador ao piso estão livres de sujidade ou detritos e **sem sinais de desgaste**.



Em caso de dúvida sobre a utilização segura do seu produto Firefly ou se alguma estiver danificada, por favor, deixe de utilizar o produto e contacte com nosso departamento de serviço ao cliente o mais rápido possível.

Para todos os assuntos relacionados com assistência técnica, consulte o website da Firefly [www.fireflyfriends.com](http://www.fireflyfriends.com) ou contacte a Firefly para [customer.enquiries@fireflyfriends.com](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com)



## SECÇÃO 07: Orientações importantes

Certifique-se de que o Splashy está bem assente na banheira. Incline o encosto para uma posição de inclinação média para as crianças que podem ajudar com as transferências ou que são levadas para a banheira. Consulte a secção 09.5 A inclinação completa deve ser usada para crianças que são içadas para a banheira. Isto deve facilitar as transferências para o Splashy.

Aconselhamos a instalação do arnês de 5 pontos e dos suportes do amortecedor no Splashy antes de colocar a criança no assento, embora estes possam ser ajustados, se necessário, se o seu filho estiver na banheira. Tenha cuidado e monitorize o seu filho de perto durante a realização das alterações no assento de banho.

Colocar e retirar uma criança do banho é uma atividade que pode causar lesões nas suas costas.

**Recomendamos que procure orientação do seu terapeuta** relativamente às transferências seguras (técnicas de movimentação e manuseamento) do seu filho para dentro e para fora do banho.

## SECÇÃO 08: Reutilização de Produtos Firefly






Certifique-se de que o produto foi limpo corretamente de acordo com a Secção 5 deste manual. Verifique se foi fornecida uma cópia do manual do utilizador com o produto. Em caso de dúvida sobre a utilização contínua segura do seu produto Firefly ou se alguma estiver danificada, por favor, deixe de utilizar o produto e contacte com nosso departamento de serviço ao cliente o mais rápido possível para UK 0800 318265 ou ROI 1800 626020.

## SECÇÃO 09: Instruções para utilização

### 09.1 Peças do Splashy



O pato Splashy deve ser usado sob a supervisão direta de um adulto



O seu Splashy é entregue com as seguintes peças:

- 1 1x Encosto
- 2 1x Base assento
- 3 1x Unidade base do fixador ao piso
- 4 4x Suportes amortecedor
- 5 1x Correia virilha e 4x Tiras arneses




## 09.2 Montagem do Splashy

- Recomendamos a realização de uma “simulação a seco” com o seu filho no Splashy a usar roupas leves, para garantir a colocação correta do cinto e dos suportes do amortecedor.
- Certifique-se de que a sua banheira está limpa e livre de qualquer resíduo antes de colocar o fixador ao piso na banheira.


- O seu Splashy **DEVE** ser montado **ANTES** de encher a banheira com água. Recomendamos que encha a banheira com uma mistura de água quente e fria para evitar danificar o Splashy.
- Consulte a secção 09.5 para obter algumas orientações sobre como posicionar o braço de inclinação no Splashy.

### 09.2.1 Colocação do fixador ao piso


O fixador ao piso deve ser sempre colocado sobre uma superfície firme, sólida e estática. Ao colocar o fixador ao piso sobre a superfície escolhida, é vital que todos os pés de borracha fiquem em contacto com a superfície.



Os pés de borracha podem ser ajustados nas banheiras curvas. Pode fazê-lo rodando os pés para a direita ou para a esquerda dependendo do ajuste que for necessário.




Os pés de borracha podem ser movidos para a secção mais estreita do fixador ao piso dependendo da largura da sua banheira. Assegure que estão alinhados um com o outro. 4 ou 6 pés seriam estáveis.



Continuação →

## 09.2.1 Colocação do fixador ao piso


Depois de o fixador ao piso estiver colocado, certifique-se de que o braço de inclinação está na posição mais alta.



## 09.2.2 Montagem do assento Splashy

1


Antes de fixar o Splashy no fixador ao piso, deve montar o encosto e a base do assento.



2


Segure o encosto do Splashy verticalmente com as ranhuras no topo. Use a outra mão para encaixar a base do assento nas ranhuras do encosto.

Vire a base do assento na direção oposta para bloquear a ligação. Depois de ligado, insira a aba da espuma da dobradiça sob a capa do encosto de espuma.




## 09.2.3 Encaixar e configurar os arneses e os amortecedores


- 1 Para prender qualquer uma das correias de suporte e os amortecedores na base do assento e no encosto do Splashy, passe o fecho pelo furo respetivo.
- 2 Segure rodando a alavanca lateralmente sob o assento.



Para ligar o ombro e as tiras laterais, siga este diagrama.




Para garantir que está a colocar as correias no lado correto do Splashy, a fivela deve aparecer como na foto.




## 09.2.4 Configurar os arneses de 5 pontos

- 1 Insira o fecho da virilha na base do assento Splashy.
- 2 Insira o fecho da tira do ombro esquerdo através do furo na altura adequada para o seu filho.
- 3 Insira o fecho da tira lateral esquerda num dos furos nos painéis laterais do encosto.
- 4 Repita o processo para a tira do ombro direito e para as tiras laterais.
- 5 Depois de todas as tiras estarem firmemente colocadas, segure todas as tiras em conjunto usando a fivela para criar um arnês de 5 pontos.
- 6 As tiras podem ser totalmente ajustadas libertando o grampo, apertando ou soltando a tira, conforme necessário. Certifique-se de que o grampo está fechado quando a tira tiver sido ajustada.




**Dica** – Quando estiver satisfeito com o ajuste, pode passar a restante secção da tira pela secção de espuma do arnês para a manter arrumada.



## 09.2.5 Configurar os arneses de 3 pontos


- 1** Insira o fecho da tira lateral esquerda num dos furos nos painéis laterais do encosto.
- 2** Repita o processo para a tira lateral direita.
- 3** Depois de todas as tiras estarem firmemente colocadas, segure todas as tiras em conjunto usando a fivela para criar um arnês de 3 pontos.





Não ajuste a configuração de um arnês de 5 pontos para um arnês de 3 pontos enquanto a criança estiver no assento do banho.


## 09.2.6 Encaixar o assento Splashy no fixador ao piso

- 1 Desça o Splashy com a base do assento plano sobre o fixador ao piso.
- 2 Certifique-se de que a base do assento está alinhada centralmente com o fixador ao piso, movendo a base do assento para a frente para que esta deslize para dentro do canal de bloqueio.
- 3 Quando a base do assento fica encaixada no fixador ao piso, ouve-se um clique que significa que o fecho foi acionado.



 Certifique-se que ouve o clique sonoro ao bloquear a base e as costas do assento no fixador ao piso.








Antes de acoplar o braço de inclinação ao encosto, assegure-se de que este se encontra na posição mais alta.


Com uma das mãos no Splashy, use a outra mão para apertar o botão assinalado e encaixe o acessório no encosto.

Depois de acoplado corretamente, deverá ser ouvido um clique.



Esta imagem mostra como deve ficar o assento de banho quando está totalmente montado.

Neste momento já é seguro colocar o seu filho no Splashy.




## 09.3 Suportes amortecedor

Quando o seu filho estiver seguro na Splashy a usar o arnês, pode proteger os amortecedores para fornecer suporte extra.

Os para-choques são usados como suporte de cabeça nesta imagem, embora possam ser usados como uma maçaneta, suporte antiderrapante e/ou guias da perna.

Se pensar que o seu filho precisa de mais apoio no Splashy, poderá adquirir para-choques extras na secção Acessórios do site da Firefly.




## 09.3.1 Ajustar os amortecedores para mais suporte em vários locais

Os amortecedores podem ser usados como:

**1. Encosto da cabeça** – coloque um amortecedor no lado direito e esquerdo da cabeça do seu filho.

**2. Suporte do pescoço** – coloque um amortecedor lateralmente na nuca do seu filho.




**3. Pommel (sela)** - coloque um amortecedor entre as pernas do seu filho (ajuda a evitar que cruze as pernas).


**4. Guias das pernas** - coloque um amortecedor no lado direito e esquerdo das pernas do seu filho (ajuda a evitar que caiam ao longo do assento da banheira).

**5. Prateleira antideslizante** - coloque um amortecedor lateralmente na base do assento de banho em frente às nádegas do seu filho (ajuda a evitar que as nádegas do seu filho deslizem para a frente no assento). Algumas crianças podem considerar o Splashy mais confortável se for colocado um amortecedor na frente da tira da virilha.


3



4



5



## 09.4 Ajustar o arnês para tomar banho


Retire uma tira do ombro para  
fazer um arnês de 4 pontos  
para aumentar o acesso  
ao banho.

Para retirar a tira de ombro,  
liberte a alavanca do fecho  
do encosto.





Retire uma tira lateral para fazer um arnês de 4 pontos para aumentar o acesso ao banho da metade inferior do corpo.

Para retirar a tira lateral, liberte a alavanca do fecho do encosto.




## 09.5 Encurtar as tiras laterais e dos ombros


Em alguns casos, pode querer reduzir o tamanho dos apoios laterais e dos ombros para encaixar uma criança mais pequena e usar o Splashy.




**1** Quando o seu Splashy for entregue, as tiras terão o aspeto do diagrama apresentado. Para ajustar as tiras para uma configuração mais pequena, siga estas instruções.




**2** Remova a secção destacada da tira da espuma.




**3** Dobre a extremidade mais fina da espuma para trás e certifique-se de que as aberturas estão alinhadas.



**4** Passe as tiras através da primeira abertura na espuma dobrada.





**5** Depois de terem sido puxadas completamente, passe através da segunda abertura e puxe para apertar.




## 09.5.1 Encurtar a tira da virilha

Em alguns casos, pode querer reduzir o tamanho da tira da virilha para encaixar uma criança mais pequena e usar o Splashy.



- 1** Na entrega a tira da virilha tem o aspeto do diagrama seguinte. Para ajustar as tiras para uma configuração mais pequena, siga estas instruções.
- 2** Remova a secção destacada da tira da espuma.
- 3** Dobre a espuma para trás para criar uma tira de virilha mais pequena e passe-a para trás através do orifício da base do assento.



## 09.6 Posições reclinadas recomendadas

---


**Posição vertical** - se o seu filho tiver boa tolerância ao sentar e controlo do tronco, poderá conseguir usar uma posição sentada vertical.



**Posição reclinada média** - recomendamos que o Splashy seja colocado numa posição de inclinação média se o seu filho tiver que ser levantado para o assento de banho.



**Posição reclinada total** - recomendamos que o Splashy seja colocado numa posição de inclinação total se o seu filho tiver que ser içado para o assento de banho.






## 09.6.1 Usar a função de inclinação do Splashy

Quando o seu filho estiver totalmente seguro e suportado, a função de inclinação do Splashy pode ser usada.


Cuidado ao alterar o ângulo de inclinação. Deve procurar tornar este movimento o mais suave possível para reduzir qualquer ansiedade que a criança possa ter.

Para trazer o Splashy para uma posição mais direta, coloque uma mão na pega do Splashy **A** na parte superior do encosto para suporte, e a outra mão no clipe verde no braço de inclinação do fixador ao piso. **B**



Liberte o clipe e coloque o assento de banho na posição vertical adequada para o seu filho. **A**

Aperte o clipe no fixador ao piso. Irá ouvir um clique depois de completamente engatado.



## 09.7 Remover o Splashy da banheira depois da utilização e desmontagem


Não retire o Splashy da banheira antes de desencaixar a base do assento e o fixador, porque isso pode sobrecarregar as ligações.

Liberte e retire a criança do Splashy e esvazie a banheira.





Veja a Secção 7 para saber como o fazer em segurança.

Para libertar o Splashy do fixador ao piso, pressione o botão verde no braço de inclinação e puxe o encosto para a frente.




Para libertar a base do assento, puxe a aba plástica verde **A** e deslize para trás, levantando de seguida o Splashy do piso. **B**



Certifique-se que não força o quadro da banheira, pois isso pode sobrecarregar as ligações.


Para remover o fixador ao piso da banheira, deslize suavemente a sua mão sob os pés de borracha e estes serão libertados. **(não usar ferramentas)**



Coloque o Splashy de lado e retire a base do assento do encosto traseiro, soltando a base do assento sobre si mesma para libertar o mecanismo da dobradiça.



O não cumprimento destas instruções pode invalidar a sua garantia.



## 09.8 Esvaziar e secar

Certifique-se sempre que limpa/lava o Splashy e o deixa secar bem antes de guardar.

O fixador ao piso pode ser seco. (Consulte a Secção 05 para mais orientações).

Para a secagem, pode ser mais fácil saltar o último passo da Secção 09.6 e manter a base do assento, o encosto e o fixador ao piso como uma peça única, conforme o exemplo abaixo.





Para guardar o fixador ao piso quando não estiver em utilização, deslize o braço de inclinação para baixo e coloque-o na horizontal, como apresentado no passo 2 abaixo.


Para libertar o assento, pressione o botão verde no braço de inclinação e puxe o encosto para a frente.



Dobre o braço inclinado para a frente, como indicado pela seta.




Incline o encosto sobre o fixador ao piso como apresentado.




Use as tiras de velcro para manter o fixador nivelado contra o assento Splashy.

## 09.9: Pés de exterior do fixador ao piso



**1** Remova as 6 ventosas do fixador ao piso.

**2** Adicione os pés de exterior, enroscando para a direita.



**3** Certifique-se de que todos os pés estão engatados e que o fixador está recolhido.



Não use os pés do exterior na banheira / chuveiro. Use pés de ventosa do fixador ao piso originais.

## 10: Informação de tamanho

<b>Informação técnica do assento para banho Splashy</b>	
<b>Altura do encosto do assento</b>	610mm (24 pol)
<b>Largura do encosto do assento</b>	385mm (15 pol)
<b>Profundidade base do assento</b>	300mm (12 pol)
<b>Largura da base do assento</b>	350mm (14 pol)
<b>Largura do fixador ao piso</b>	420mm ( 16.5 pol)
<b>Altura do fixador ao piso</b>	630mm ( 24 pol)
<b>Peso máximo</b>	30kg (66lbs)
<b>Intervalo de idades</b>	1– 8 anos





Firefly Friends Ltd  
19c Ballinderry Road  
Lisburn BT28 2SA  
Northern Ireland

(+44) 28 9267 8879  
[hello@fireflyfriends.com](mailto:hello@fireflyfriends.com)

[fireflyfriends.com](http://fireflyfriends.com)



LS591-04

