



GoTo

Manual do Utilizador GoTo



Family Freedom



O Firefly GoTo é um assento leve e portátil que melhora as vidas das crianças através da sua participação. Trata-se de um assento seguro, com apoio polivalente, ótimo para utilizar em sua casa ou para sair.

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o GoTo. Estas instruções também podem ser descarregadas a partir do nosso sítio web **www.fireflyfriends.com**, juntamente com vídeos, diagramas e outros downloads úteis.

Índice

01 Utilização Prevista	p.123
02 Declaração de Conformidade	p.124
03 Termos da Garantia	p.124
04 Informações de Segurança	p.125
05 Informações sobre Limpeza e Cuidados	p.126
06 Assistência Técnica de Produtos	p.128
07 Instruções importantes	p.128
08 Inspeção do Produto	p.129
09 Reedição de Produtos Firefly	p.130
10 Configurar o seu Assento GoTo	p.130
11 Utilizar o Assento GoTo numa cadeira de encosto rígido	p.132
12 Utilizar o Assento GoTo num carrinho de supermercado	p.136
13 Fixar o Assento GoTo ao acessório Floorsitter	p.137
14 Posições de reclinação recomendadas	p.139
15 Desmontar o GoTo e remover o estofa	p.142
16 Voltar a colocar o estofa e montar o GoTo	p.146
17 Informações sobre Tamanhos	p.149
18 Informações sobre Limpeza e Cuidados do Go To Vinyl	p.150

SECÇÃO 01: Utilização Prevista

O Assento GoTo foi concebido para fornecer um apoio adicional à parte superior do corpo para crianças portadoras de deficiência. O assento deve ser fixado a uma cadeira ou estrutura de apoio semelhante para estabilidade e segurança em todos os momentos. O Assento GoTo destina-se a uma utilização ocasional devido ao seu apoio limitado e alívio de pressão e, como tal, não deve ser utilizado como sistema de assento principal para uma criança portadora de deficiência.

O assento GoTo deve estar firmemente preso a um suporte rígido e estável utilizando todas as correias de fixação pretas.

Se o seu apoio não estiver estável, a criança não deve ser colocada no GoTo. Esteja ciente das capacidades da criança e observe-a a todo o momento.

O Assento GoTo está disponível em 2 opções de tamanho. O Tamanho 1 destina-se a crianças com idades compreendidas entre 1 e 3 anos aproximadamente e com um peso máximo de 15kg/33lbs* e o Tamanho 2 destina-se a crianças com idades compreendidas entre 3 e 8 anos aproximadamente e com um peso máximo de 30kg/60lbs*. **Para mais informações, consulte o Guia de Tamanhos na Secção 17.**

Não nos responsabilizamos por nenhuma utilização do produto fora da sua utilização prevista.

As atividades diárias testadas e aprovadas pela Firefly by Keckey para a utilização do Assento GoTo são:

1. Fixado a uma cadeira de encosto rígido para refeições com a família e amigos.
2. Para utilização num carrinho de supermercado, permitindo que os pais/o responsável façam as suas compras com mais facilidade.
3. Para utilização apenas num baloiço estilo berço, permitindo à criança desfrutar desta atividade. O Assento GoTo deve caber entre as extremidades da base do assento do baloiço. Se o Assento GoTo estiver fora da base do assento do baloiço, então, o Assento GoTo não poderá, em nenhuma circunstância, ser utilizado no assento do baloiço. A utilização do GoTo em baloiços fica ao critério do utilizador, pois os modelos variam muito. Avalie se o GoTo fica bem seguro no baloiço antes de o utilizar e certifique-se de que tem a certeza que a unidade está bem fixada e pode ser utilizada em segurança, antes de colocar o seu filho no GoTo.
4. Como fixador ao piso com o acessório Floorsitter.
5. Para utilização num carrinho permitindo que o pai/responsável se movimente.

Lembre-se que quando a criança está a utilizar o Floorsitter, ela consegue movimentar-se no chão e, como tal, o Floorsitter deve ser sempre utilizado sob supervisão. Em caso de dúvida, por favor, contacte o Serviço ao Cliente da Firely através do endereço customer.enquiries@fireflyfriends.com



*Por favor, note, no entanto, que o limite de peso para uma criança ser colocada num assento de carrinho de supermercado normal é de 13kg/28,5lbs no máximo.

SECÇÃO 02: Declaração de Conformidade

A James Leckey Design Ltd, como fabricante e único responsável pela marca Firefly, declara que O Assento GoTo cumpre com os requisitos da Diretiva 93/42/CEE e EN12182 relativas aos dispositivos médicos para pessoas portadoras de deficiência, requisitos gerais e métodos de ensaio.

SECÇÃO 03: Termos da Garantia

A garantia para o Assento GoTo aplica-se apenas quando o produto é utilizado de acordo com a utilização prevista, cumprindo todas as especificações do fabricante.

A garantia é de um ano para este produto fabricado pela James Leckey Design Ltd.

Os produtos podem ser devolvidos para reparação ou substituição ao abrigo da garantia até 12 meses após a sua receção. Quando entrar em contacto connosco, organizaremos a recolha dos produtos por nossa conta e, quando os mesmos nos forem devolvidos, procederemos à sua reparação/substituição e posterior devolução num prazo de 14 dias. Em todos os casos, é da responsabilidade do cliente garantir que os produtos são devolvidos devidamente embalados, de preferência, na embalagem original.

SECÇÃO 04: Informações de Segurança

1. Leia sempre todas as instruções do utilizador antes de utilizar o produto.
2. Os utilizadores **nunca devem ser deixados sozinhos/sem supervisão neste produto.**
3. Avalie sempre se a cadeira/carrinho/carrinho de passeio/baloço estilo berço para adequação e estabilidade antes de fixar o Assento GoTo.
4. Certifique-se sempre de que o Assento GoTo se encontra bem fixo e as correias estão apertadas.
5. **O Assento GoTo não foi testado para colisões** e, como tal, não pode ser utilizado no transporte. No entanto, algumas companhias aéreas aprovaram a utilização do GoTo. Confirme antes de voar.
6. Nunca utilize o Assento GoTo num carrinho de supermercado numa superfície com uma inclinação superior a 10° para evitar qualquer risco de queda.
7. Se o Assento GoTo for utilizado num assento de baloiço estilo berço; não balance/empurre com força excessiva. É necessária supervisão em todos os momentos quando a criança se encontra num baloiço estilo berço.
8. Antes de colocar a criança no GoTo, primeiro, fixe o Floorsitter e ajuste para o ângulo pretendido.
9. O Floorsitter deve ser utilizado apenas sobre uma superfície firme, sólida e plana.
10. O Assento GoTo contém peças que podem representar risco de asfixia ou compressão para crianças pequenas. Antes da utilização, verifique se todos os componentes estão firmes e presos corretamente - incluindo botões e correias.
11. **Não modifique o Assento GoTo.** O não cumprimento destas instruções pode colocar a criança em risco. Poderá também invalidar a garantia do GoTo.
12. O Assento GoTo deve ser guardado cuidadosamente e não deve ser utilizado caso alguma das peças esteja danificada. O Assento GoTo deve ser guardado numa posição plana para prevenir danos.
13. O Assento GoTo deve ser sempre mantido longe de todas as fontes diretas de calor, incluindo chamas, cigarros, aquecedores elétricos e a gás.
14. Em **caso de dúvida** sobre a utilização contínua e segura do Assento GoTo ou se alguma das peças falhar, por favor, deixe imediatamente de utilizar o produto e entre em contacto com o Serviço ao Cliente da Firefly by Leckey através do endereço customer.enquiries@fireflyfriends.com.

SECÇÃO 05: Informações sobre Limpeza e Cuidados

Base do Assento em Plástico

1. Quando limpar a base do assento em plástico, recomendamos que utilize apenas água morna e um detergente não abrasivo, tal como detergente para a louça.
2. Os álcoois desinfetantes, tais como o etanol e o isopropanol, são adequados para utilização na estrutura de plástico.
3. Nunca utilize solventes orgânicos ou fluidos de limpeza a seco.

Estofos e Tecidos

1. Limpe e cuide do tecido regularmente. Aspire simplesmente com um acessório para estofos para remover as partículas de poeira e limpe com um pano húmido para limpeza geral.
2. Os panos de microfibras são extremamente eficazes sem sabão, o que é muito útil, pois o sabão pode obstruir o tecido.
3. As capas do assento podem ser removidas da base do assento em plástico rígido e lavadas na máquina a 40°C.
4. Secar num plano horizontal. Não secar na máquina.
5. Os estofos podem ser colocados na máquina de lavar inteiros, após a remoção de correias, fivelas e fechos. Guarde-os num local seguro e fora do alcance das crianças.
6. O tecido também pode ser limpo manualmente enquanto colocado no assento. Para derrames de alimentos sólidos, retire com uma espátula. Limpe o tecido com um produto à base de água, tal como espuma de um detergente neutro e remova com um pano absorvente, toalha ou esponja.
7. Para limpar bem os estofos sem molhar excessivamente o tecido ou causar danos nas cores, deve utilizar produtos e ferramentas concebidos especificamente para cuidar de estofos.
8. Limpe os derrames imediatamente. Quanto mais tempo passar sem que o derrame seja tratado, mais difícil será removê-lo. Poderá também levar à perda permanente da cor.
9. Sabão comum e uma esponja embebida em água morna são eficazes para a sujidade normal e pequenas nódoas/derrames. Evite esfregar, pois pode ser abrasivo e danificar o tecido. Tenha cuidado para não saturar o tecido, pois isto poderá provocar o aumento da nódoa.


Limpe de fora para dentro com vista a evitar espalhar ainda mais a mancha.

10. Podem ser utilizados produtos de limpeza antissépticos em manchas mais resistentes. Os desinfetantes líquidos de limpeza, tais como álcool isopropílico ou etanol, são adequados para utilizar no GoTo. Certifique-se de que os produtos de limpeza são totalmente removidos. Por favor, deixe o produto secar ao ar, assegurando-se de que todo o álcool se evapora antes de utilizar o produto novamente.

11. Não coloque o estofado na base de plástico enquanto a capa ainda estiver molhada. Deixe secar bem antes de voltar a montar o produto.

12. Não passe a ferro a capa ou as correias.

13. Não aplique lixívia em nenhuma parte do GoTo.



Sugestão:

Um dos melhores produtos de limpeza de estofos à base de água é muito fácil de fazer em casa. Coloque uma chávena de água morna (não quente) numa tigela e adicione 1/4 de chávena de líquido de lavar a louça biodegradável. Bata com uma batedeira elétrica a velocidade média até que o líquido se transforme numa espuma espessa. Esta espuma irá remover a sujidade acumulada e a maioria das manchas de comida ou bebida. Este detergente, além de mais limpo, simples de fazer e barato, também não é tóxico e é amigo do ambiente.

Unidade base do Floorsitter

1. Limpe sempre a parte inferior da unidade base do Floorsitter após cada utilização.
2. Pode utilizar detergente e água para a limpeza diária.
3. Não utilize solventes para limpar a unidade base do Floorsitter.



Se o seu Floorsitter estiver a ser utilizado em ambientes no exterior (como a praia ou o jardim), é importante enxaguá-lo após cada utilização para que fique livre de partículas/obstruções que podem afetar os seus mecanismos.

4. Para remover a areia/terra/relva ou quaisquer outras pequenas partículas que possam estar nas ligações entre o assento e o Floorsitter, bata levemente na área para que as partículas caiam. Enxague bem para que não fiquem partículas acumuladas no interior das ligações.

Para obstruções persistentes no Floorsitter, o trinco pode ser empurrado com o dedo para remover quaisquer partículas e ajudar a libertar as mesmas.

5. Caso o seu Floorsitter entre em contacto com água salgada, enxague bem todas as peças com água doce.

SECÇÃO 06: Assistência Técnica de Produtos

Para todos os assuntos relacionados com assistência técnica, consulte o sítio web da Firefly www.fireflyfriends.com com ou contacte a equipa de Serviço ao Cliente da Firefly através do endereço customer.enquiries@fireflyfriends.com

3. Certifique-se de que as correias do arnês não estão a obstruir a colocação da criança no Assento GoTo. As correias dos ombros e as correias de apoio lateral devem estar muito folgadas.

4. Se colocado num carrinho, oriente as pernas da criança lentamente/delicadamente através das aberturas de perna no carrinho do supermercado; Não force as pernas.

5. Assim que as pernas estejam em segurança, passe delicadamente os braços da criança através das correias dos ombros - as correias dos ombros devem estar muito folgadas. Certifique-se de que as almofadas das correias dos ombros estão sobre os ombros da criança.

6. Feche a fivela central e ajuste as correias de apoio laterais para garantir que a criança está segura no assento com o arnês. O comprimento das correias dos ombros deve ser ajustado para o tamanho da criança com segurança. Consulte a Secção 11(b) para orientação.

SECÇÃO 07: Instruções Importantes

Colocar a criança no Assento GoTo

1. O Assento GoTo deve estar fixado de forma segura para a utilização pretendida antes de se colocar uma criança no assento.

2. O Floorsitter deve ser apenas utilizado numa superfície firme, sólida e plana. As superfícies macias como carpetes e tapetes (especialmente de pelo alto) podem reduzir a estabilidade do Floorsitter e o mesmo deve ser utilizado com precaução.

7. O comprimento da correia da virilha pode ser ajustado através do acesso ao encaixe de ajuste por baixo da capa acolchoada. No Tamanho 2 do Assento GoTo, a localização da correia da virilha pode ser movida para fora para proporcionar mais espaço ao seu filho à medida que cresce. Consulte a Secção 11(b) para orientação.

Retirar a criança do Assento GoTo.

1. Alargue as correias dos ombros e as correias de apoio laterais.
2. Desbloqueie a fivela central utilizando o botão de libertação no arnês.
3. Faça deslizar as correias dos ombros da criança e retire delicadamente os braços da criança do arnês.
4. Apenas para o Tamanho 1, se colocado num carrinho: levante a criança delicadamente, guiando as suas pernas para fora das aberturas de pernas no carrinho.

Não tente levantar a criança do carrinho enquanto ela ainda estiver presa ao assento.

SECÇÃO 8: Inspeção do Produto

Recomendamos que sejam efetuadas várias verificações do equipamento antes de cada utilização para garantir que o produto é seguro.

As verificações recomendadas estão detalhadas abaixo.

1. Verifique se o arnês está no lugar e seguro.
2. Verifique todos os estofos com vista a identificar sinais de desgaste.
3. Verifique todas as fivelas para garantir que as correias estão fixadas firmemente à estrutura de plástico.
4. Verifique se existem sinais de fendas ou danos no suporte de plástico.
5. Certifique-se de que todos os botões **estão bem apertados.**
6. Certifique-se de que o Assento GoTo **está seguro na base** antes de posicionar a criança no Assento GoTo.
7. Se estiver a utilizar o Floorsitter, por favor, certifique-se de que está firmemente fixado ao Assento GoTo. **Consulte a Secção 13 para orientações.**
8. Se estiver a utilizar o Floorsitter, verifique se os trincos e as ligações estão livres de sujidade e detritos e **não apresentam sinais de desgaste.**

Em caso **de dúvida** sobre a utilização contínua segura do seu produto Firefly ou se alguma peça estiver danificada, por favor, deixe de utilizar o produto e entre em contacto com o nosso departamento de serviço ao cliente o mais depressa possível.


SECÇÃO 9: Reedição de Produtos Firefly

Certifique-se de que o produto foi limpo cuidadosamente de acordo com a Secção 5 deste manual para garantir o controlo de infeções. Verifique se foi fornecida uma cópia do manual

do utilizador com o produto. Em caso de dúvida sobre a utilização contínua segura do seu produto Firefly by Leckey ou se alguma peça estiver danificada, por favor, deixe de utilizar o produto e entre em contacto com o nosso departamento de serviço ao cliente o mais rapidamente possível através do endereço customer.enquiries@fireflyfriends.com.

SECÇÃO 10: Configurar o seu Assento GoTo


10(a) Alinhar o apoio lateral




- 1 O seu Assento GoTo irá chegar assim, com o apoio lateral alinhado com o corpo.
 - 2 Solte o botão apenas o suficiente para que possa rodar o apoio lateral.
 - 3 Rode o apoio lateral no sentido anti-horário e para a posição.
 - 4 Verifique se o apoio lateral está em posição na secção central do encosto e aperte o botão.
 - 5 Vire o seu assento GoTo e prenda as correias de apoio lateral na fivela central. **Consulte a Secção 11(b) para orientação.**
- Verifique se, quando as correias de apoio lateral estão fixas umas às outras, todas as correias estão colocadas corretamente, como ilustrado.

10(B) Configurar o Floorsitter (se adquirido com o Assento GoTo)

O Floorsitter deve ser sempre colocado sobre uma superfície firme, sólida e estática. Ao colocar o Floorsitter sobre a superfície escolhida, é crucial que todos os pés de borracha fiquem em contacto com a superfície.




Quando o Floorsitter estiver colocado, certifique-se de que o braço de inclinação está na posição mais alta.




Secção 11: Utilizar o Assento GoTo numa cadeira de encosto duro

11(a) Fixar o GoTo a uma cadeira de encosto rígido




- 1 Certifique-se de que todas as correias estão soltas e não estão presas umas às outras. Coloque o GoTo na cadeira de encosto rígido.
- 2 Prenda as correias **A** firmemente em redor da parte posterior da cadeira. Repita o procedimento para as correias **B**. Prenda as correias por baixo **C** da cadeira.



3
Puxe as correias para fora para prender.



4
Enrole as correias em excesso e prenda-as nos cliques.





5

Certifique-se de que todas as correias pretas estão presas firmemente ao banco de trás e que a fivela de cinco pontos à frente está desapertada antes de colocar a criança no Assento GoTo.

11(b) Abrir e fechar a fivela de 5 pontos

Antes de iniciar, certifique-se de que as correias do ombro, de apoio lateral e da virilha estão todas soltas e desapertadas.


- 1 Prenda os dois fechos de apoio lateral aos lados da fivela do ponto médio.
- 2 Depois de apertado, ajuste as correias dos ombros, as correias de apoio lateral e a correia da virilha puxando as correias para apertar.



Certifique-se de que as correias não estão torcidas quando a fivela estiver fechada.


3

No Tamanho 2 do GoTo, o local de montagem da correia da virilha pode ser movido para trás ou para frente para se adaptar às necessidades da criança. Certifique-se de que está bem encaixado na base plástica do GoTo.



11 (c) Ajustar o encosto de cabeça e o apoio lateral

- 1** Desaperte o botão do encosto de cabeça no sentido anti-horário para retirar o encosto de cabeça da base do Assento GoTo. Mova o encosto de cabeça para cima ou para baixo para alcançar a posição desejada.
- 2** Quando o encosto de cabeça estiver à altura desejada, volte a apertar o botão na base do Assento GoTo rodando no sentido horário.
- 3** Retire o apoio lateral girando o botão no sentido anti-horário. Mova o apoio lateral para cima ou para baixo até alcançar a posição desejada. Quando o apoio lateral estiver à altura desejada, fixe novamente a parte lateral rodando o botão no sentido horário.



Secção 12: Utilizar o Assento GoTo num carrinho de supermercado

- 1 Certifique-se de que as correias estão largas e desapertadas. Coloque o GoTo no assento do carrinho. Passe as correias **A** pela grelha do assento do carrinho e aperte. Puxe as correias para as apertar.
- 2 Passe as correias **B** pelo laço do assento do carrinho, ligue e aperte onde necessário.



Si no hay un lazo en la parte superior del carrito del asiento, fije las correas B al mismo marco que las correas A.

- 3 Aperte as correias **C** por baixo do assento do carrinho e puxe para apertar. Faça um laço com as correias e enrole nos cliques.
- 4 Certifique-se de que o assento do carrinho está seguro com a fivela de cinco pontos aberta à frente e as correias largas antes de colocar a criança no assento do carrinho.




Secção 13: Fixar o Assento GoTo ao acessório Floorsitter




Antes de fixar o Assento GoTo ao acessório Floorsitter siga os passos na **Secção 10(b)**.

- 1 Baixe o GoTo com a base do assento plano sobre o Floorsitter.




- 2 Certifique-se de que a base do assento está alinhada centralmente com o Floorsitter, movendo a base do assento para a frente para que esta deslize para dentro do canal de bloqueio.

- 3 Quando a base do assento está encaixada no Floorsitter, ouve-se um clique que significa que o fecho foi acionado.



Secção 13: Fixar o Assento GoTo ao acessório Floorsitter (continuação)



Antes de acoplar o braço de inclinação ao encosto, assegure-se de que este se encontra na posição mais alta.

Com uma das mãos no GoTo, utilize a outra mão para apertar o botão assinalado e encaixe o acessório no encosto.

Depois de acoplado corretamente, deverá ouvir um clique.



Certifique-se de que ouve o clique quando fixar a base e as costas do assento ao Floorsitter.

Secção 14: Posições de reclinção recomendadas


Posição vertical - se o seu filho tiver boa tolerância ao sentar e controlo do tronco, poderá conseguir usar uma posição sentada vertical.



Posição de reclinção média – recomendamos que o GoTo seja colocado numa posição de reclinção média se o seu filho tiver que ser levantado para o assento.



Posição de reclinção total – recomendamos que o GoTo seja colocado na posição reclinada total para crianças com controlo mínimo da cabeça.




14(a) Utilizar a função de reclinção do GoTo/Floorsitter

Quando o seu filho estiver totalmente seguro e apoiado, a função de reclinção do GoTo/Floorsitter poderá ser utilizada.


Cuidado ao alterar o ângulo de inclinação. Deve procurar tornar este movimento o mais suave possível para reduzir qualquer ansiedade que a criança possa sentir.

Para colocar o GoTo numa posição mais direita, coloque uma mão no GoTo **A** no topo do encosto para apoio e a outra mão no clipe verde no braço de inclinação do Floorsitter. **B**




Liberte o clipe e coloque o assento na posição vertical adequada para o seu filho. **A**


Aperte o clipe no Floorsitter. Irá ouvir um clique depois de completamente engatado.




14(B) Retirar o GoTo do Floorsitter



Para libertar o GoTo do Floorsitter, pressione o botão verde no braço de inclinação e puxe o encosto para a frente.




Para libertar a base do assento, puxe a aba plástica verde **A** e deslize para trás, levantando de seguida o GoTo do Floorsitter. **B**




Secção 15: Desmontar o GoTo e remover o estofado

15(a) Encosto de cabeça


- 1 Desaperte o botão do encosto de cabeça no sentido anti-horário para retirar o encosto de cabeça da base do Assento GoTo.



- 2 Aperte o botão na parte de trás do encosto de cabeça para garantir que não se perde.
- 3 Desabotoe o estofado do encosto de cabeça em ambos os lados.
- 4 Faça deslizar o plástico do encosto de cabeça para baixo a partir da capa dos estofos.




- 5 Separe completamente o encosto de cabeça da base do GoTo removendo as fivelas das correias dos ombros do encosto de cabeça.



15(b) Apoio Lateral

Comece com todas as correias ligadas à fivela, tal como ilustrado.


- 1 Vire o assento GoTo e separe o apoio lateral girando o botão no sentido anti-horário.
- 2 Faça deslizar o apoio lateral para cima e sobre o encosto de costas GoTo.
- 3 Aperte novamente o botão do componente deslizante para evitar perdê-lo. Vire o assento GoTo novamente e coloque o apoio lateral no topo do GoTo.



- 4 Solte as correias do apoio lateral tanto quanto possível, **mas mantenha a fivela conectada.**
- 5 Puxe um dos lados da inserção de plástico para fora da capa.

Retire a correia fazendo passar a fivela de plástico através dos orifícios e, em seguida, através do estofado.

Repita com o outro lado do apoio lateral. Quando remover o apoio lateral de plástico, o seu estofado está pronto a ser lavado.



15(c) Correias

- 1 Coloque a base do assento GoTo voltada para baixo e desabotoe o estofado.


Remova as correias da almofada do Assento GoTo fazendo passar as fivelas através dos orifícios do estofado e da base plástica.



Junte as correias **A** em pares e guarde num local seguro. Lembre-se de que as correias são mais compridas e devem ser colocadas novamente apenas na almofada do assento.


As correias **A** têm uma etiqueta de aviso diferente que pode ser utilizada para as identificar, se necessário.

- 2 Tal como acontece com as correias acima, passe a fivela da correia da virilha através do orifício correspondente na parte inferior da almofada do assento GoTo, seguida pelo estofado.



15(d) Estofos



- 3 Remova a inserção do estofado. Para o Tamanho 1 do GoTo, abra o Velcro na base do assento para remover a inserção.



Secção 16: Voltar a colocar o estofado e montar o GoTo

16(a) Correias e Estofos

- 1 Recupere as correias para a inserção do GoTo, com as correias **B** e **C** na parte traseira da base da base do GoTo e as correias **A** (as correias mais compridas) na almofada do assento.
- 2 Faça passar a fivela de cada correia preta (não a de fixação) através dos orifícios do estofado primeiro, em seguida, pelo orifício na inserção.
- 3 Tal como acontece com as correias acima, faça passar a fivela da correia da virilha através do orifício correspondente no estofado na parte inferior da almofada do assento, seguida pela base de plástico.
- 4 Quando todas as correias estiverem inseridas, coloque a inserção no estofado.



Faça deslizar a parte mais larga da base do Assento GoTo no estofado primeiro. Para o Tamanho 1, abra o Velcro da base do assento antes disto.

16(b) Apoio Lateral




Antes de começar, veja qual a correia de apoio lateral que deve ser fixada a cada lado do estofado para que a fivela possa ser apertada.

- 1 Solte as correias de apoio lateral na fivela central tanto quanto possível. Alinhe a capa do estofado, a inserção de apoio lateral de plástico e as correias, tal como ilustrado.
- 2 Insira a correia de apoio lateral no estofado do apoio lateral.
- 3 Puxe a correia através do estofado.



Passa a fivela pelo orifício interno do estofado para crianças mais pequenas.




- 4 Passe a correia de rosca pela inserção do apoio lateral (isto deixa a fivela do lado de fora do apoio lateral para evitar qualquer irritação durante a utilização). Pode utilizar um padrão de aperto diferente para alterar a largura da lateral para se adequar ao seu filho.
- 5 Coloque a inserção do apoio lateral de plástico no estofado e puxe a correia para puxar a inserção do apoio lateral para o estofado.



Faça o mesmo para o lado oposto

16(c) Encosto de cabeça

- 1 Insira a fivela da correia do ombro a direita através da parte frontal da inserção do encosto de cabeça e prenda-a atrás.
- 2 Faça deslizar o encosto de cabeça para dentro dos estofos e aperte os poppers.
- 3 Anexar encosto de cabeça à base GoTo, alinhando o orifício do parafuso com o seu espaço. Corrigir para colocar, enroscando o botão no sentido horário.



Secção 17: Informações sobre Tamanhos

	Tamanho 1	Tamanho 2
Base do assento até ao topo do encosto de cabeça Máx (mm/polegadas)	540/21	680/27
Base do assento até ao topo do encosto de cabeça Mín (mm/polegadas)	380/14	510/20
Largura do apoio lateral Máx (mm/polegadas)	260/10	300/12
Largura do apoio lateral Mín (mm/polegadas)	190/7.5	210/8
Profundidade do Assento (mm/polegadas)	157/7	244/9.5
Peso Máx. (kg/lbs)	15/33*	30/66*
Intervalo de idades (aprox.)	1-3 anos	3-8 anos

*(Caso a criança tenha mais de 13kg/28,5lbs, o GoTo não pode ser utilizado num carrinho de supermercado)

GoTo Vinyl

Informação sobre Limpeza e Cuidados

- Limpe-a regularmente com um pano de microfibras, levemente humedecido apenas com água fria. Em seguida, seque com um pano absorvente limpo.
- Absorva os derramamentos o mais rapidamente possível com um pano absorvente seco para evitar manchas. Limpe com um pano de microfibras ligeiramente humedecido com água fria.
- Repare que os corantes e pigmentos de jeans índigo, esferográficas e canetas de ponta de feltro podem manchar permanentemente.
- Se houver acumulação de sujidade, utilize sabão neutro (não alcalino). Remova todos os resíduos de sabão. Em seguida, seque com um pano absorvente.
- Remova fluidos corporais e sujidade extrema imediatamente (nos 15 minutos a seguir) com água fria. Aplique o seu protocolo de controlo de infeção aprovado, uma solução de lixívia de cloreto de sódio a 10.000ppm, Haz-Tabs ou Chlor-Clean. Remova os resíduos do produto e, em seguida, seque com um pano absorvente limpo.
- Repare que a limpeza a vapor desinfeta, mas a aplicação de calor pode fixar substâncias que mancham e pode resultar em marcas permanentes.
- Não aplique produtos de limpeza à base de solventes ou quaisquer outros produtos químicos no tecido.
- Não limpe, não seque na máquina nem mergulhe totalmente o tecido em água.



Firefly Friends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

(+44) 28 9267 8879
hello@fireflyfriends.com

fireflyfriends.com



LS604-04

